


DZirconia.com

8-960-255-2711

8-921-366-1773

DZirconia@yandex.ru



Абатменты, Титановые Основания, Мультиюниты,
Аналоги Имплантатов, Отвёртки,
Комплектующие к Мультиюнитам, Трансферы,
Стоматологические Турбинные Наконечники,
Диски и Блоки из Диоксида Циркония,
Книги для Зубных Техников и Врачей-Стоматологов,
Зуботехнические Инструменты, Воск.



Магазин стоматологических и
зуботехнических товаров.

[Mis](#)

[Mis C1](#)

[AlphaBio](#)

[Biohorizons](#)

[Adin](#)

[Zimmer](#)

[Nobel Replace](#)

[Nobel Conical Connection](#)

[Astra Tech](#)

[Ankylos](#)

[Straumann Bone Level](#)

[Straumann SynOcta](#)

[Implantium, Dentium](#)

[Xive, Friadent](#)

[Biomet 3i](#)


[Implay](#)



Для Вашего удобства этот каталог в pdf формате работает как вебсайт, чтобы
оформить заказ или уточнить цену просто щёлкаете по интересующему Вас товару

Чтобы заказать просто щёлкните по интересующему Вас товару.

Совместимо с **MIS**, **AlphaBio**, **ADIN**, **BIOHORIZONS**, **zimmer**



DZirconia.com

8-960-255-2711

8-921-366-1773

DZirconia@yandex.ru

Совместимо с Mis, AlphaBio, Adin, BioHorizons, Zimmer




3,3 мм



3,5 мм



4,2 мм



5,7 мм

Аналог имплантата



0388



0389

Титановое основание с фиксацией,
с винтом

*



0291



0067



0068



0069

Титановое основание без фиксации,
с винтом

*



0284



0070



0071



0072

Титановое основание с фиксацией
(совместимо с Sirona), с винтом



0269



0161

Титановое основание без фиксации
(совместимо с Sirona), с винтом



0200



0201

Абатмент титановый
прямой с винтом



0059-H2
0060-H4



0061-H2
0062-H4

Абатмент титановый
угловой 15° с винтом



0063-H2
0153-H4



0064-H2
0154-H4

Временный абатмент
с фиксацией, с винтом



0177



0178

Временный абатмент без фиксации,
с винтом



0179

Абатмент пластиковый
из беззольной пластмассы, с винтом



0065



0066

Титановое основание удлиненное 8 мм
с фиксацией



0285



0287

* прилагаются 2 винта к Ø 3,3

Чтобы заказать просто щёлкните по интересующему Вас товару

Совместимо с **MIS**, **AlphaBio**, **ADIN**, **BIOHORIZONS**, **zimmer**

DZirconia.com



3,3 мм



3,5 мм



4,2 мм



5,7 мм

Титановое основание удлиненное 8 мм
без фиксации



0286



0288

Мультиюнит прямой



0342 H1
0343 H2
0344 H3



0345 H1
0346 H2
0347 H3

Мультиюнит угловой 17°



0348 H2,5
0349 H3,5



0352 H2,5
0353 H3,5

Мультиюнит угловой 30°



0350 H2,5
0351 H3,5



0354 H3,5
0355 H4,5

8-960-255-2711

8-921-366-1773

DZirconia@yandex.ru

ВИНТЫ

DZirconia.com

Винт Ø3,3 15Н/см ⚠

0297



Винт 30Н/см

0134



Совместимо с Mis, AlphaBio, Adin, BioHorizons, Zimmer

Чтобы заказать просто щёлкните по интересующему Вас товару

Совместимо с **MIS C1**

DZirconia.com



3,3 мм



3,75 / 4,20 мм



5,0 мм

Аналог имплантата



0391



0392



0393

Титановое основание с фиксацией



0292



0293

Титановое основание без фиксации



0202



0294

Абатмент титановый
прямой с винтом



0306-H2
0314-H4



0298-H2
0299-H4



0300-H2
0301-H4

Абатмент угловой 15°
с винтом



0310-H2
0311-H4



0312-H2
0313-H4

* прилагаются 2 винта к Ø 3,3

8-960-255-2711

8-921-366-1773

DZirconia@yandex.ru

Винты

DZirconia.com

Винт Ø3,3 15Н/см ⚠

0297



Винт Ø3,75/4,20-5,0 30Н/см

0134



Совместимо с Mis C1

Чтобы сделать заказ просто щёлкните по интересующему Вас товару

Совместимо с Nobel Replace

DZirconia.com

8-960-255-2711

8-921-366-1773

DZirconia@yandex.ru



3,5 мм



4,3 мм



5,0 мм



6,0 мм

Аналог имплантата



0376



0377



0378

Титановое основание с фиксацией,
с винтом



0017



0018



0019



0020

Титановое основание без фиксации,
с винтом



0021



0022



0023

Титановое основание
удлиненное с фиксацией 8 мм
Титановое основание
удлиненное без фиксации 8 мм



0290 0289

Титановое основание без фиксации
(новая конфигурация), с винтом



0274



0275

Титановое основание для одиночных
конструкций, с винтом (не требует
вклеивания)



0024



0025



0026

Титановое основание с фиксацией
(совместимо с CAD/CAM Zirkonzahn),
с винтом



0147



0148



0149

Титановое основание без фиксации
(совместимо с CAD/CAM Zirkonzahn),
с винтом



0150



0151




0152

Абатмент титановый
прямой с винтом



0001-H1
0005-H3



0002-H1
0006-H3



0003-H1
0007-H3



0004-H1

Абатмент титановый
угловой 15° с винтом



0008-H1
0009-H3



0010-H1
0011-H3




0012-H1
0013-H3

Временный абатмент
с фиксацией, с винтом



0141



0142



0143

Совместимо с Nobel Replace

Чтобы сделать заказ просто щёлкните по интересующему Вас товару


DZirconia.com

Совместимо с Nobel Replace

8-960-255-2711

8-921-366-1773

DZirconia@yandex.ru



3,5 мм



4,3 мм



5,0 мм



6,0 мм

Временный абатмент
без фиксации, с винтом



0144



0145



0146

Абатмент пластиковый
из беззольной пластмассы, с винтом



0013



0014



0015

Титановое основание с фиксацией
(совместимо с Sirona), с винтом



0264



0265



0266

Титановое основание без фиксации
(совместимо с Sirona), с винтом



0171



0267



0268

Мультиюнит прямой



0315 H1
0316 H2
0317 H4



0318 H1
0319 H2
0320 H4



0321 H1
0322 H2
0323 H4

Мультиюнит угловой 17°



0324 H2
0325 H3

Мультиюнит угловой 30°



0326 H3
0327 H4

ВИНТЫ

Винт клинический, лабораторный Ø3,5
35Н/см

0119

Винт клинический, лабораторный Ø3,5
для циркониевых конструкций **35Н/см**

0122

Винт клинический Ø4,3;5,0;6,0
35Н/см

0120

Винт клинический Ø4,3;5,0;6,0
для циркониевых конструкций **35Н/см**

0123

Винт лабораторный Ø4,3;5,0;6,0
35Н/см

0121

Винт лабораторный Ø4,3;5,0;6,0
для циркониевых конструкций **35Н/см**

0124

Совместимо с Nobel Replace

Чтобы заказать просто щёлкните по интересующему Вас товару

Совместимо с Nobel Conical Connection

DZirconia.com

8-960-255-2711

8-921-366-1773

DZirconia@yandex.ru



3,0 мм



3,5 мм



4,3/5,0 мм

Совместимо с Nobel Conical Connection

Аналог имплантата

0381

0382

*
Титановое основание с фиксацией,
с винтом

0295

0203

0204

*
Титановое основание без фиксации,
с винтом

0296

0205

0206

Абатмент титановый
прямой с винтом



0207-H1
0208-H3



0209-H1
0210-H3

Титановое основание для одиночных
конструкций, с винтом (не требует
вклеивания)



0416

Абатмент титановый
угловой 15° с винтом



0211-H1
0212-H3



0213-H1
0214-H3

Временный абатмент
с фиксацией, с винтом



0252



0253

Титановое основание с фиксацией
(совместимо с Sirona), с винтом



0164



0165

Титановое основание без фиксации
(совместимо с Sirona), с винтом



0172



0173

Абатмент пластиковый из беззольной
пластмассы, с винтом



0250




0251

* прилагаются 2 винта к Ø 3,0

Чтобы заказать просто щёлкните по интересующему Вас товару

Совместимо с Nobel Conical Connection

DZirconia.com



3,0 мм



3,5 мм



4,3/5,0 мм

Мультиюнит прямой



0328 H1,5
0329 H2,5
0330 H3,5



0331 H1,5
0332 H2,5
0333 H3,5

Мультиюнит угловой 17°



0334 H2,5
0335 H3,5



0338 H2,5
0339 H3,5

Мультиюнит угловой 30°



0336 H3,5
0337 H4,5



0340 H3,5
0341 H4,5

8-960-255-2711

8-921-366-1773

DZirconia@yandex.ru

ВИНТЫ

DZirconia.com

Винт Ø3,5 35Н/см

0215



Винт Ø4,3/5,0 35Н/см

0216



Винт Ø3,0 15Н/см ⚠



0307



Совместимо с Nobel Conical Connection

Чтобы заказать просто щёлкните по интересующему Вас товару.

Совместимо с Astra Tech



3,0 мм



3,5/4,0 мм



4,5/5,0 мм

DZirconia.com

8-960-255-2711


8-921-366-1773

DZirconia@yandex.ru

Аналог имплантата



0394



0395



0396

Титановое основание с фиксацией,
с винтом

*



0227



0097



0098

Титановое основание без фиксации,
с винтом

*



0228



0099



0100

Абатмент титановый
прямой с винтом

*



0223-H1
0224-H3



0091-H1
0135-H3



0092-H1
0136-H3

Абатмент титановый
угловой 15° с винтом



0093-H1
0263-H3



0094

Абатмент пластиковый из беззольной
пластмассы с винтом



0095



0096

Титановое основание с фиксацией
(совместимо с Sirona), с винтом



0162



0163

Титановое основание без фиксации
(совместимо с Sirona), с винтом



0174



0175

Мультиюнит прямой



0356 H1,5
0357 H2,5
0358 H3,5



0359 H1,5
0360 H2,5
0361 H3,5

Мультиюнит угловой 17°



0362 H2,5
0363 H3,5



0366 H2,5
0367 H3,5

Мультиюнит угловой 30°



0364 H3,5
0365 H4,5



0368 H3,5
0369 H4,5

* прилагаются 2 винта к Ø 3.0

Винты

Винт Ø3,0 15Н/см

0257

Винт Ø3,5/4,0; 20Н/см

0138

Винт Ø4,5/5,0; 25Н/см

0139

Совместимо с Astra Tech

Чтобы заказать просто щёлкните по интересующему Вас товару

Совместимо с Ankylos

DZirconia.com



0,75 мм



1,5 мм



3,0 мм



Аналог имплантата



0383

Абатмент титановый прямой с винтом (C/4 версия)



0230



0231



0232

Абатмент титановый прямой малый с винтом (C версия)



0233



0234

Абатмент титановый прямой малый с винтом (X версия)



0235



0236

Абатмент титановый угловой с винтом (C/4 версия)



0237



0238



0239

Абатмент титановый угловой малый с винтом (C версия)



0242



0243

Абатмент титановый угловой малый с винтом (X версия)



0244



0245

Титановое основание с фиксацией, с винтом



0246 (h1)



0272 (h2)

Титановое основание без фиксации, с винтом



0247 (h1)



0273 (h2)

Титановое основание с фиксацией (совместимо с Sirona), с винтом



0277 (h1)



0414 (h2)

Титановое основание без фиксации (совместимо с Sirona), с винтом



0278 (h1)



0415 (h2)

Винты

DZirconia.com

Винт 20H/см

0248



8-960-255-2711

8-921-366-1773

DZirconia@yandex.ru

Чтобы сделать заказ просто щёлкните по интересующему Вас товару

Совместимо с Straumann Bone Level

DZirconia.com



3,3 мм



4,1 мм

Аналог имплантата



0397



0398

Титановое основание с фиксацией,
с винтом



0081



0082

Титановое основание без фиксации,
с винтом



0156



0157

Титановое основание с фиксацией,
удлиненное 8 мм, с винтом



0283

Абатмент титановый
прямой с винтом



0073-H2
0074-H4



0075-H2
0076-H4

Абатмент титановый
угловой 15° с винтом



0077



0078-H1
0282-H3

Временный абатмент
с фиксацией, с винтом




0185



0186

Временный абатмент
без фиксации, с винтом



0187



0188

Абатмент пластиковый из беззольной
пластмассы, с винтом



0079



0080

Титановое основание с фиксацией
(совместимо с Sirona)



0194



0196

Титановое основание без фиксации
(совместимо с Sirona)



0195



0197

Винты

Винт 35Н/см

0256



DZirconia.com

8-960-255-2711



8-921-366-1773

DZirconia@yandex.ru

Совместимо с Straumann Bone Level

Чтобы сделать заказ просто щёлкните по интересующему Вас товару

Совместимо Straumann SynOcta



3,5 мм



4,8 мм



6,5 мм

Аналог имплантата



0399



0400

Титановое основание с фиксацией,
с винтом



0089



0090



0155

Титановое основание без фиксации,
с винтом



0158



0159



0160

Абатмент титановый
прямой с винтом



0084

Абатмент титановый
угловой 15° с винтом



0086

Временный абатмент с фиксацией,
с винтом



0190



0308

Временный абатмент без фиксации,
с винтом



0192



0309

Абатмент пластиковый из беззольной
пластмассы с винтом



0087



0088

Титановое основание с фиксацией
(совместимо с Sirona)



0198

Титановое основание без фиксации
(совместимо с Sirona)



0199

8-960-255-2711

8-921-366-1773

ВИНТЫ

DZirconia.com

Винт совместим с Straumann SynOcta 3,5
30Н/см

0254



Винт совместим с Straumann SynOcta 4,8
30Н/см

0255



Совместимо с Straumann SynOcta

Чтобы заказать просто щёлкните по интересующему Вас товару

DZirconia.com

Совместимо с Implantium



Совместимо с Implantium



Аналог имплантата



0384

Титановое основание с фиксацией, с винтом



0225

Титановое основание без фиксации, с винтом



0226

Титановое основание с фиксацией
(совместимо с Sirona), с винтом



0270

Титановое основание без фиксации
(совместимо с Sirona), с винтом



0176

Абатмент титановый
прямой с винтом



0217-H1
0218-H2

Абатмент титановый
угловой 15° с винтом



0221-H1
0222-H2

Абатмент пластиковый из беззольной пластмассы,
с винтом



0271

ВИНТЫ

Винт 25H/см

0249



Чтобы сделать заказ просто щёлкните по интересующему Вас товару

Совместимо с Xive/Friadent

DZirconia.com

8-960-255-2711

8-921-366-1773

DZirconia@yandex.ru



3,4 мм



3,8 мм



4,5 мм



5,5 мм

Аналог имплантата



0401



0402



0403



0404

Титановое основание с фиксацией,
с винтом



0110



0111



0112



0113

Титановое основание без фиксации,
с винтом



0114



0115



0116



0276

Абатмент титановый
прямой с винтом



0101-H1
0258-H3



0102-H1
0259-H3



0103-H1
0260-H3



0261-H1
0262-H3

Абатмент титановый
угловой 15° с винтом



0104-H1
0303-H2



0105-H2
0304-H2



0106-H1
0305-H2



0302

Абатмент пластиковый из беззольной
пластмассы с винтом



0107



0108



0109

Титановое основание с фиксацией
(совместимо с Sirona), с винтом



0166



0167



0168

Титановое основание без фиксации
(совместимо с Sirona), с винтом



0183



0184



0193

Винты

Винт 24Н/см

0140



Чтобы заказать просто щёлкните по интересующему Вас товару.

DZirconia.com

Совместимо с Biomet 3i

8-960-255-2711

8-921-366-1773

DZirconia@yandex.ru



3,4 мм



4,1 мм



5,0 мм

Аналог имплантата



0385



0386



0387

Титановое основание с фиксацией,
с винтом



0053



0054



0055

Титановое основание без фиксации,
с винтом



0056



0057

Абатмент титановый
прямой с винтом



0047-H2
0279-H4



0048-H2
0280-H4

Абатмент титановый
угловой 15° с винтом



0049



0050-H2
0281-H4

Абатмент пластиковый из беззольной
пластмассы, с винтом



0051



0052

Титановое основание с фиксацией
(совместимо с Sirona), с винтом



0169



0170

Титановое основание без фиксации
(совместимо с Sirona), с винтом



0181



0182

Винты

Винт 20Н/см

0137



Совместимо с Biomet 3i

Чтобы сделать заказ просто щёлкните по интересующему Вас товару

Комплектующие к мультиюнитам

DZirconia.com

8-960-255-2711

8-921-366-1773

DZirconia@yandex.ru

Комплектующие к мультиюнитам



Трансфер закрытой ложки

0370



Трансфер открытой ложки

0371



Пластиковый абатмент

0372




Временный абатмент

0373



Винт М 1.4

0374



Аналог

0375

Чтобы сделать заказ просто щёлкните по интересующему Вас товару

Отвертки

DZirconia.com

8-960-255-2711

8-921-366-1773

DZirconia@yandex.ru



Отвертки



0405

Отвертка 1,27
лабораторная



0406

Отвертка 1,27
клиническая длинная



0408

Отвертка 1,2
лабораторная



0409

Отвертка 1,2
клиническая длинная



0407

Отвертка 1,27
клиническая короткая

1,27



0410

Отвертка 1,2
клиническая короткая

1,2



0411

Отвертка Nobel
лабораторная



0413

Отвертка Nobel
клиническая короткая



0412

Отвертка Nobel
клиническая длинная

Nobel



Рекомендуемое усилие на винт Н/см

Nobel Replace

0119	35Н/см		Ø3.5
0120	35Н/см		Ø4.3, 5.0, 6.0
0121	35Н/см		Ø4.3, 5.0, 6.0
0122	35Н/см		Ø3.5
0123	35Н/см		Ø4.3, 5.0, 6.0
0124	35Н/см		Ø4.3, 5.0, 6.0

Nobel Conical Connection

0215	35Н/см		Ø3.5
0216	35Н/см		Ø4.3, 5.0
0307	⚠15Н/см		Ø3.0

Ankylos

0248	20Н/см		на все размеры
------	--------	--	----------------

Implantium

0249	25Н/см		на все размеры
------	--------	--	----------------

Biomet 3i

0137	20Н/см		на все размеры
------	--------	--	----------------

Mis C1

0134	30Н/см		на все размеры
0297	⚠15Н/см		Ø3.3

Особые примечания:

- При окончательной фиксации протеза на имплантат диаметром **3.0, 3.3** используйте только новый винт, который входит в комплект.

Обязательно отправляйте второй винт врачу

DZirconia.com полностью уверена в качестве и надежности своей продукции, поэтому мы даем 10-летнюю гарантию на все наши компоненты, если они используются в соответствии с их назначением и нашими инструкциями.

Условные обозначения:

- ⚠ усилие не больше 15Н/см
- * прилагаются 2 винта к Ø 3.0, 3.3

* **2**
ВИНТА
3.0, 3.3



Чтобы сделать заказ просто щёлкните по интересующему Вас товару


DZirconia.com

8-960-255-2711

8-921-366-1773

DZirconia@yandex.ru

Техническая информация



Рекомендуемое усилие на винт Н/см

Mis, AlphaBio, ADIN, Biohorizons, Zimmer

0134	30Н/см		на все размеры
0297	15Н/см		Ø3.3

Straumann Bone level

0256	35Н/см		Ø3.3, 4.1
------	--------	---	-----------

Straumann SynOcta

0254	30Н/см		Ø3.5
0255	35Н/см		Ø4.8, 6.5

Astra Tech

0257	15Н/см		Ø3.0
0138	20Н/см		Ø3.5/4.0
0139	25Н/см		Ø4.5/5.0

Xive/Friadent

0140	24Н/см		на все размеры
------	--------	---	----------------

Для мультиюнита

0374	15Н/см		на все размеры
------	--------	---	----------------

Соответствие отверток системам имплантов

1,2	Xive/Friadent	Biomet 3i	Osstem
1,27	Astra Tech	Implantium	Mis, AlphaBio, ADIN, Biohorizons, Zimmer
Nobel	Nobel Replace	Nobel Conical Connection	

Важно! Применять отвертку к соответствующей системе имплантов